

ESTO LO CAMBIA **TODO.**



BIOFIRE® SPOTFIRE® PANEL RESPIRATORIO / FARINGITIS (R/ST)*

1 Prueba PCR. 2 Usos. 15 Targets. ~15 Minutos.

El panel SPOTFIRE® R/ST es un solo producto con dos usos posibles. Según los síntomas del paciente y el tipo de muestra, los operadores pueden optar por realizar una prueba Respiratoria o de Faringitis.

RESPIRATORIO

VIRUS

Adenovirus
Coronavirus SARS-CoV-2
Coronavirus (estacional)
Metapneumovirus humano
Rinovirus/enterovirus humano
Virus Influenza A
Virus Influenza A A/H1-2009
Virus Influenza A A/H3
Influenza B
Virus Parainfluenza
Virus Sincitial Respiratorio

BACTERIAS

Bordetella parapertussis
Bordetella pertussis
Chlamydia pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae

FARINGITIS

VIRUS

Adenovirus
Coronavirus SARS-CoV-2
Coronavirus (estacional)
Metapneumovirus humano
Rinovirus/enterovirus humano
Virus Influenza A
Virus Influenza A A/H1-2009
Virus Influenza A A/H3
Virus Influenza B
Virus Parainfluenza B
Virus Sincitial Respiratorio

BACTERIAS

Chlamydia pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae
Streptococcus dysgalactiae
(Streptococo grupo C/G)
Streptococcus pyogenes
(Streptococo grupo A)

Tipo de muestra: Hisopado nasofaríngeo o hisopado faríngeo en 1 a 3 mL de medio de transporte.

El sistema BIOFIRE® SPOTFIRE® †. Más rápido. Más pequeño. Más inteligente.

Tamaño adecuado para cualquier clínica con una huella ligeramente mayor que una hoja de papel.

Escalable para satisfacer las necesidades de volumen de pruebas con hasta 4 módulos apilables verticalmente.

Sistema fácil de usar diseñado para ser utilizado por cualquier tipo de profesional en cualquier entorno sanitario.

Conectividad fluida con sistemas de gestión de datos desde el *Point of Care*, así como compatible con otros sistemas y software.

FDA CLEARED

El Sistema BIOFIRE® SPOTFIRE® y el panel SPOTFIRE® Respiratorio/Faringitis cumplen con los requisitos de la Resolución 200 de 2021 del Ministerio de Salud de Colombia para el uso y manejo de las pruebas de laboratorio utilizadas en el Punto de Atención del Paciente. Puede ser usado por cualquier Personal de la Salud debidamente entrenado.

*Bajo revisión de la FDA. Buscando la exención CLIA. Sujeto a cambios.

† No disponible para la venta en los Estados Unidos.

4 MÓDULOS
104 PRUEBAS¹
3 MÓDULOS
78 PRUEBAS¹
2 MÓDULOS
52 PRUEBAS¹
26 PRUEBAS

32 cm.

22 cm.



1. Calculado con base en el funcionamiento del panel SPOTFIRE R/ST* (~15 minutos) durante un turno de 8 horas.

